

Update - DVD

Achtung: Während des Update-Vorgangs muss das Programm auf allen Stationen beendet werden. Nur auf dem Client PC von dem aus das Update durchgeführt wird, darf das Programm geöffnet sein. Wenn Sie die Touch-Oberfläche verwenden, achten Sie zudem darauf, dass der *dios Hardware Manager* auf jeder Station beendet wurde. Dies geschieht automatisch mit dem Beenden des dios-Programms. Ansonsten beenden Sie bitte den Prozess im Taskmanager.

Öffnen Sie den Menüpunkt *System*, Auswahlpunkt *Update*.




Abbildung 1

In dem Fenster *Programm - Update* haben Sie über den Button *Update - Verzeichnis* die Möglichkeit ein Update von einer DVD einzulesen.




Abbildung 2

Durch einen Mausklick auf den Button *Update - Verzeichnis* wird im Fenster *Ordner suchen* das Update markiert und mit *OK* bestätigt.




Abbildung 3

Nach einem abschließenden Klick auf *Start* im Fenster *Programm - Update* öffnet sich das Fenster *dios MP - Update*. Hier wird das Update über den Button *Start* installiert.




Abbildung 4





Abbildung 5

Nach Bestätigung des Fensters *Informationen* mit *OK* öffnet sich der Webbrowser um die Versionshistorie darzustellen. Hier können Sie die Änderungen je Version nachlesen. Bei größeren Änderungen finden Sie hier einen blau dargestellten Link zu einer ausführlichen Updatebeschreibung.



[« zurück zur Hilfeseite](#)

Versionshistorie

Version	Datum	Modul	Änderung
3.57b	28.08.2018	Allgemein	Eine Beschreibung über die Änderungen im Detail finden Sie in der Online Hilfe unter Update 3.57b
		Bestellwesen	behaben: Bestell-Nr. und Einheiten wurden bei den einzelnen Positionen nicht angezeigt
		Verbrauchserfassung	behaben: Der Erfassungsort wurde teilw. durch den Text "Bezeichnung" ersetzt. behaben: Der Patientennamen wurde ggf. nicht mehr angezeigt.
3.57a	17.08.2018	Allgemein	Eine Beschreibung über die Änderungen im Detail finden Sie in der Online Hilfe unter Update 3.57a
			Der <i>Anonymisieren</i> Button wurde verschoben und befindet sich nun direkt neben dem <i>TeamViewer</i> Button. Desweiteren kann im Menü unter <i>Ansicht</i> ebenfalls der Anonymierungsmodus umgeschaltet werden.
		Produkte	Behoben: die Bearbeitung der <i>Patientennamen</i> war nicht mehr möglich. Der optionale Etikettentext <i>Buchungseinheit</i> wird jetzt auch bei einfachen Produktetiketten mitgedruckt.
3.57	14.08.2018	Allgemein	Eine Beschreibung über die Änderungen im Detail finden Sie in der Online Hilfe unter Update 3.57

Abbildung 6

Über den Button *Ende* verlassen Sie das Fenster *dios MP - Update*.

Anschließend wird die Desktopverknüpfung gestartet und das Programm öffnet sich in der aktualisierten Programmversion.