

Ein neues Gerät anlegen

Ein neues *Gerät* wird über den Button *Neu* angelegt, wahlweise kann ein *Gerät* über den *Drop-Down-Pfeil* aus dem *Coderegister* importiert werden.

Sie benötigen das *Recht Gerätebuch* um dieses Modul bearbeiten zu können!




Abbildung 1

Geben Sie die *Daten* des *Gerätes* ein und speichern abschließend.

Geräte		Gerätegruppen	Wartungstätigkeiten
Nr.	3		
Bezeichnung	Behandlungsstuhl C5+	Inventar-Nr.	1704
Serien-Nr.	1234567	Kennung	Praxis Hinze
Artikel-Nr.	5898734	CE-Kenn.	<input checked="" type="checkbox"/> 0123
Bestell-Nr.	45789345	GS1 / EAN	
Anschaffung	04.12.2012	Anschaffungswert	12.940,00 €
Standort	Behandlungszimmer 1	Gruppe	
Geräte-Art	MP nach §12 Medizinproc	Zuordnung	Medizin/Dental/Praxisgeri
Hersteller	Sirona	Inbetriebnahme	07.12.2012
Lieferant	Dentaldepot Hansen & Co.	Deaktivierung	
Service	Dentaldepot Hansen & Co.	Servicevertrag	<input checked="" type="checkbox"/> bis 01.12.2014
Verantwortlicher	Schmitt	Garantie bis	01.12.2017
Stellvertreter	Brinkmann	Baujahr	0

Abbildung 2