## **Unterregister Fehler**

Wurde ein *Fehler* in Verbindung mit einem *Gerät* festgestellt, wird dieser im Unterregister *Fehler* gespeichert. Wählen Sie um, einen bereits gespeicherten *Fehler* mit dem *Gerät* zu verknüpfen, den Auswahlpunkt *Hinzufügen* aus dem rechten Maustastenmenü.

Bild	Bernerkung	Technis	che Prüfungen	Wartungen	Geräte	Checks
Formulare	Ereignisse	Aufgaben	Einweisungen	Kontakte	Produkte	Fehler
Nr.	Beschreibung					^
▶	0					
	Anzeigen					
	Neu					
	Hinzufügen					
	Entfernen					
_						
						~
		Ah	bilduna 1			

Direkt erscheint ein Auswahlfenster, in dem alle offenen *Fehler* ausgegeben werden. Treffen Sie Ihre Auswahl und bestätigen mit *OK*.

Fehler a	uswähl	len	×
Suche			9
Nr.	1	lame	^
	3 E	Beim Öffnen der Sterilisation erscheint sofor	
	6 (	Gerätefehler	
			<u> </u>
			•
	<u>о</u> к	Abt	ruch
		Abbildung 2	

Anschließend ist der ausgewählte Fehler im Unterregister Fehler mit dem Gerät verknüpft.

Bild	Bemerkung	Technis	che Prüfungen	Wartungen	Geräte	Checks
Formulare	Ereignisse	Aufgaben	Einweisungen	Kontakte	Produkte	Fehle
Nr.	Beschreibung	) Her Sterilisation	erscheint sofort die	Fablamaldung	Zugriffeverl	atzuna
	Anzeigen					
1	Neu Hinzufügen					
	Entrernen					

Ein gespeicherter *Fehler* wird bei der Auswahl *Anzeigen* im Fenster *Risiko- und Fehlermanagement* angezeigt. Der Auswahlpunkt *Neu* öffnet das *Risiko- und Fehlermanagement* mit einem *neu* angelegten *Fehler*. Über den letzten Auswahlpunkt *Entfernen* wird ein bereits mit diesem *Gerät* verknüpfter *Fehler* wieder gelöscht.

Spitta GmbH 0 28 64 / 94 92 - 0 www.dios.de