

## **E-Mail-Funktion**

In der *Geräteverwaltung* besteht die Möglichkeit, alle *Ereignisse* gerätebezogen per *E-Mail*-Nachricht zu verschicken. Hierzu muss in den *Optionen*, Register *Allgemein* im Feld *Email* aus der *Drop-Down-Liste Mapi* ausgewählt werden, um mit dem im Betriebssystem als Standard gesetzten Programm Nachrichten zu verschicken oder Outlook um MS Outlook zu wählen, auch wenn regulär ein anderes Programm - beispielsweise MS Outlook Express - verwendet wird.

Optionen		Х				
📓 Allgemein	Schaltflächen Sumhole					
📁 Verzeichnisse	Image: Symbolic Symbo					
software	Leuchten Hintergrundfarbe					
i Hardware	Verlauf maximierte Modulfenster zulassen					
🤿 Hygienebuch	Sonstiges					
🏷 Aufgaben	Externen Standard-Bildbetrachter verwenden					
😕 Bestellwesen	F-Tasten					
I Produkte	F1 Hille Y F5 Y F9 Y					
SerbrErfassung	F2 F6 F10					
Texte	F4 F8 F12					
	Warnungen und Hinweise					
	bei Programmstart anzeigen					
	Aufgaben Produkte Sterilgut Enversiungen Risiken Container Mitarbeiter Fehler Siebe Geräte					
	Versand SM22-Host					
	Email Mapi					
	Profil Port-Nr					
	Benutzer					
	Passwort					
<u>o</u> K	L Hilfe					
Abbildung 1						

Versendet werden nur Ereignisse, deren Status Service per Email benachrichtigen ist.



Die E-Mail-Nachricht wird an den eingerichteten Service-Partner versendet.

dios online hilfe



Sind die Voraussetzungen für den *E-Mail*-Versand geschaffen, wird direkt der *E-Mail-Button* angeklickt. Alle gespeicherten *Geräte* werden auf *Ereignisse* geprüft, ein *Bestätigen*-Fenster gibt an, wie viele *Ereignisse* vorhanden sind und erfragt, ob die *E-Mails* verwendet werden sollen.



Nach Bestätigung mit *Ja* öffnet sich das Fenster *Auswahl*. Hier finden sich die *Ereignisse*. Sollten die *E-Mail-Adressen* abweichen, haben Sie hier die Möglichkeit, diese direkt zu ändern.

fin Auswahl				×
Versenden Gerät Lieferant Bemerkung MIELE Thermodesin/ektor Dentaldepot Hansen & Co. Gerät-Ausfall Ursache Feu	E-Mail-Adresse er			^
I Behandlungsstuhl C5+ Dentaldepot Hansen & Co. Beschreibung des Vorkomm	nniss			
				~
<u>D</u> K Abbrechen	T			

Abbildung 5

.



Aktivieren Sie das Kästchen Versenden bei den erforderlichen Ereignissen.

Unten dargestelltes Microsoft Outlook Fenster erlaubt den E-Mailversand durch Mausklick auf den Button Erteilen



Abschließend erhalten Sie über das Fenster Informationen den Status des Mail-Versands.

