

## Laboraufträge - Register Ereignisse

Im Register *Ereignisse* werden über das rechte Maustastenmenü *neue Ereignisse* erzeugt, bereits gespeicherte *Ereignisse* *angezeigt* und/oder *gelöscht*.




Abbildung 1

Nach einem Mausklick auf den Auswahlpunkt *Neu* öffnet sich das Fenster *Ereignis*.



Abbildung 2

Wählen Sie hier das Datum für dieses *Ereignis* aus der gewohnten Kalender-Darstellung über den *Drei-Punkt-Button* aus.





Abbildung 3

Im Feld *Status* wird per *Drop-Down-Button* ein passender für dieses *Ereignis* ausgewählt.




The screenshot shows a window titled 'Ereignis' with a date field set to '17.03.2020' and a description field containing 'Beschreibung des Ereignisses'. Below the description is a status dropdown menu currently set to 'Service per Email benachrichtigen'. A blue arrow points to the 'Vorkommnis gemäß MPSV' option, which is highlighted in the dropdown list. At the bottom are 'Speichern' and 'Schließen' buttons.

Abbildung 4

Ist das *Ereignis* ein *Vorkommnis* gemäß MPSV (MedizinProdukteSicherheitsVerordnung) wird per Mausklick ein Haken in zugehörigem Kästchen erzeugt.


Nach einem Mausklick auf den Button *Speichern* wird in der rechten Fensterhälfte das Register *Formulare* eingeblendet.



The screenshot shows the 'Ereignis' window with the 'Formulare' register open on the right side. A blue arrow points to the 'Formulare' tab. The register contains a table with columns 'Dokument-Name', 'Dokument-Art', and 'Bemerkung'. The 'Speichern' button is highlighted with a blue border.

Abbildung 5

Hier werden über das *rechte Maustastenmenü* Dokumente *hinzugefügt*, bereits *hinzugefügte* Dokumente *angezeigt* und/oder *gelöscht*.



The screenshot shows the 'Ereignis' window with the 'Formulare' register open. A context menu is displayed over the register, showing options: 'Anzeigen', 'Hinzufügen', 'Löschen', 'Importieren', 'Scannen', 'XS Kamera', 'Kamera', and 'Verknüpfung'. The 'Hinzufügen' and 'Scannen' options are highlighted in blue.

Abbildung 6

Zum *Hinzufügen* der *Dokumente* kann auch hier ein in den *Programmooptionen* eingerichteter *Dokumentenscanner* genutzt werden.




Abbildung 7

Sind alle Eingaben im Fenster *Ereignisse* erledigt und sämtliche *Formulare* hierzu gespeichert wird das Fenster über den Schließen-Button verlassen.

Zurück im Fenster *Laboraufträge* ist auf einen Blick im Register *Ereignisse* ersichtlich, dass es zu aufgerufenem *Laborauftrag* einen oder auch ggf. mehrere *Ereignisse* gegeben hat.




Abbildung 8