


Verbrauchsreport



Der *Verbrauchsreport* wird über den Menüpunkt *Berichte*, Auswahlpunkt *Verbrauchsreport* oder...




Abbildung 1

... über den Button *Verbrauchsreport* geöffnet.




Abbildung 2

Der Button *Verbrauchsreport* wird angezeigt, nachdem über den Menüpunkt *Ansicht*, Auswahlpunkt *Symbolleisten* die Symbolleiste *Berichte* aktiviert wurde.




Abbildung 3

Mithilfe des *Verbrauchsreports* kann man schnell Auskunft darüber erlangen, was welcher Patient im Laufe der Zeit verabreicht bekommen hat.

Filteroptionen

Im *Verbrauchsreport* stehen einige Filtermöglichkeiten zur Verfügung. Hier kann nach *Buchungsarten*, *Patienten*, *Benutzern*, *Verbrauchszeiträumen* und *Erfassungsort* gefiltert werden, darüber hinaus gibt es Filtermöglichkeiten über die Register *Materialien*, *Sterilgüter*, *Desinfektionsgüter* und *Personal*. Das Kästchen *nur allgemeine Verbräuche* wird aktiviert, wenn alle Verbräuche dargestellt werden sollen, die keinem Patienten zugeordnet wurden. Sobald die Filterkriterien gesetzt sind, klicken Sie einmal mit der Maus auf den Button *Filtern*.




Abbildung 4

Datentabellen

Die Datentabellen in der unteren Fensterhälfte gliedern sich in die Unterregister *Materialien*, *Sterilgüter*, *Desinfektionsgüter*, *Personal*, *Behandlungstätigkeiten* und *Geräte*.

| Pat.-Nr. | Pat. Name | Verbraucht am | Produkt | Artikel-Nr. | Kategorie | Hersteller | Lieferant | Lieferdatum | Charge | Bemerkung | erfasst von | Et.-Ort |
|----------|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------|-----------|-------------|-----------------|
| 6 | Messinger, Beta | 14.07.2011 | 2Prop-Alkohol 5000ml Kanister | 123 | Desinfektion/Rengung | B Braun Meliungen AG DIOS-Dental USA | | 20.01.2010 | 2P1234 | | | |
| 25 | Höhrenz, Bernhard | 07.02.2011 | 2Prop-Alkohol 5000ml Kanister | 123 | Desinfektion/Rengung | B Braun Meliungen AG DIOS-Dental USA | | 20.01.2010 | 2P1234 | | | |
| 25 | Höhrenz, Bernhard | 07.02.2011 | 2Prop-Alkohol 5000ml Kanister | 123 | Desinfektion/Rengung | B Braun Meliungen AG DIOS-Dental USA | | 20.01.2010 | 2P1234 | | | |
| 25 | Höhrenz, Bernhard | 07.02.2011 | 2Prop-Alkohol 5000ml Kanister | 123 | Desinfektion/Rengung | B Braun Meliungen AG DIOS-Dental USA | | 20.01.2010 | 2P1234 | | | |
| 25 | Höhrenz, Bernhard | 07.02.2011 | 2Prop-Alkohol 5000ml Kanister | 123 | Desinfektion/Rengung | B Braun Meliungen AG DIOS-Dental USA | | 20.01.2010 | 2P1234 | | | |
| 25 | Höhrenz, Bernhard | 07.02.2011 | 2Prop-Alkohol 5000ml Kanister | 123 | Desinfektion/Rengung | B Braun Meliungen AG DIOS-Dental USA | | 20.01.2010 | 2P1234 | | | |
| 28 | Pfisch, Wolfgang | 18.07.2011 | 2Prop-Alkohol 5000ml Kanister | 123 | Desinfektion/Rengung | B Braun Meliungen AG DIOS-Dental USA | | 20.01.2010 | 2P1234 | | | |
| 3 | Müller, Fritz | 19.07.2011 | Alfocomp Composite | 4545 | Composite | VOCO GmbH | MayerSchulze Me | 22.01.2010 | AF334 | | | |
| 28 | Pfisch, Wolfgang | 18.08.2011 | ALGIWachstein | 219470 | | Heraeus Kulzer GmbH | | | | | | Matthmann Lager |

Abbildung 5

Über die Register *Einzel-* und *Gesamtverbrauch* wird hier näher differenziert. Der *Gesamtverbrauch* bezieht sich auf *Materialien*.