Kontakte

In dem Modulfenster *Kontakte* werden alle externen Dienstleister und/oder *Techniker* gespeichert, die z.B. dauerhaft mit der Wartung und/oder Instandhaltung eines oder mehrerer *Geräte* der Praxis betreut sind.

🔥 🥴 .		1 🎝 🔮	•			
Sgnilessen Aboruch	Neu Speichem Losch	en Hitern <u>D</u> rucken Hite	2			
Citaria Kontakttype	n					
rikein nach						
Тур	✓ Herst	eller	••• Lieferant		•••	
Suche						
Nr.		Mobiltelefon				
Тур	\sim	Fax				
Vorname		E-Mail				
Nachname		Hersteller				
Geburtedatum		Lieferant				
acourtabutan		Elicidat				
Straße		Passwort				
Ort		wiedemolung				
Telefon		Karte				
Nr. Typ	Vorname	Name	Geburtsdatum	Telefon	Mobiltelefon	
1 Ansprechpartner	Hans	Müller	17.01.1975	01234 34345		
2 Ansprechpartner Andreas		Michels	04.05.1981	01234 34347		-
3 Techniker	Dirk	Schulz	23.09.1968			

Abbildung 1

Das Fenster Kontakte wird über den Menüpunkt Verwaltung, Auswahlpunkt Kontakte geöffnet.



Das Fenster Kontakte besteht aus den beiden Registern Kontakte und Kontakttypen.

In dem Register *Kontakttypen* werden weitere *Typen* über den *Neu*-Button angelegt. Bitte *speichern* Sie abschließend die Eingaben.





Nach Anlage der benötigten *Kontakttypen*, werden diese im Register *Kontakte* entweder zur *Filterung* aller *Kontakte* genutzt, oder auch zur Angabe des *Kontakttyps* bei der Neuanlage eines *Kontaktes*.



Im Register *Kontakte* werden die Daten zu einem *Kontakt* über den *Neu*-Button erfasst. Sobald die Datenmaske zu dem *Kontakt gespeichert* wurde, werden in der rechten Fensterhälfte vier *Unterregister* sichtbar. Hier kann ein *Bild*/Foto der Kontaktperson gespeichert werden, im Register *Notiz* werden kurze Bemerkungen zu der Kontaktperson gepseichert. Im Register *Geräte* kann der Kontaktperson direkt ein *Gerät* zugeordnet werden. Dies geschieht über den *Drei-Punkt-Button* im Feld *Nr*. Abschließend kann im Register *Formular* ein Dokument zu dem *Kontakt* hinterlegt werden. Wählen Sie hier den passenden Auswahlpunkt aus dem *rechten Maustastenmenü*.

Bild	Notiz	Geräte	Formulare		
Nr. *0	F	Bezeichn	ung	^	
Gerät	auswäh	len			×
Such	e 🚺	/			9
N	r	Name			^
	4	W&H Lisa	317		
	2	MIELE The	ermodesinfektor		
	11	Miele G78	82CD		
	12	Melag Vac	uklav 40B+t		
	1	MELAG Va	cuklav 40-8		
	10	Melag Mel	aseal PRO		
	7	HAWO hm	680 DEI-V		
_	6	HAWO hd	380 WSI-V		
_	13	Dürr Hygo	ipac Plus		
	5	DAC unive	ersal		
	3	Behandlur	igsstuhl C5+		
					~
	<u>о</u> к			<u>A</u> bbruch	
		Δ	bbildung 5		





Alle gespeicherten Kontakte können nach Typ, Hersteller und/oder Lieferant gefiltert werden. Nutzen Sie hierzu die Drei-Punkt- bzw. Drop-Down-Buttons in den jeweiligen Feldern.

Filtern	nach
Тур	Hersteller Hersteller
	Abbildung 6