

Update 3.60c

Paket #385

Die Schnittstelle und die erforderlichen digitalen Zertifikate für neue StepOver Signaturpads wurden aktualisiert.

Behoben: Die Touch Oberfläche druckte in einigen Fällen keine korrekten Sieb-Barcodes.

Paket #384

Eine interne Verbesserung beim Updateprozess wurde vorgenommen.

Paket #383

Dieses Service Update behebt folgende Unstimmigkeiten:

Schnittstellen

Behoben: Die Datenübertragung zu neuen MoCom Geräten ab Bj. 2019 funktionierte nicht.

Beim Auslesen der IC Medical Desinfektoren wird die aktuelle Protokollnr. in der Statusleiste angezeigt.

Verbessert: Die Protokolle von Euronda-Geräten werden bei der Erstdarstellung wieder in Klartext angezeigt.

Barcode Scanner

Behoben: In einigen Fällen funktionierte die Datenübertragung serieller ComPort Scanner nicht.

Produkte

Behoben: Chargen mit leerem Verfallsdatum erhielten ein Datum mit 31.12.1899 auf dem Etikett.