

Update 4.00a

Paket #00387

Dieses Service Update stellt keine neuen Funktionen zur Verfügung, sondern stellt einen Hotfix dar, der lediglich folgende Unstimmigkeiten behebt:

Produkte

Behoben in DOCma: Die Preis-Spalte wurde beim HS-Abgleich nicht dargestellt.

Warnungen und Hinweise

Beim Aufruf einer Aufgabe aus den Warnungen und Hinweisen heraus wurde die Aufgabe nicht angezeigt.

Dieser Fehler wurde behoben.

Geräteschnittstellen

OPN 2001 Barcodescanner

Behoben: Die erfolgreich ausgelesenen Barcodes wurden abschließend nicht im Gerät gelöscht.

Duerr Hygopack

Behoben: Die Siegelnahtprotokolldaten wurden nicht übertragen, wenn das Protokollfenster *nach* der Aufheizphase des Gerätes geöffnet wurde.

Dokument Scanner (Twain)

Die interne Ansteuerung Twain-kompatibler Dokumentscanner wurde überarbeitet, um die Funktionalität zu Twain-Geräten sicherzustellen..

Software Schnittstellen

behoben: Unter Umständen wurde bei einer VDDSmmedia Neu-Registrierung die zentrale VDDSMMI.ini Datei im UTF-8 Format gespeichert. Ein Datenaustausch mit anderen VDDSM Anwendungen war dann nicht mehr möglich.

behoben: beim Patientenetikettendruck über die Abrechnungssoftware konnte es zu unerwünschten Mehrfachausdrucken kommen.