

Update 4.00b

Paket #00389

Dieses Service Update stellt keine neuen Funktionen zur Verfügung, sondern stellt einen Hotfix dar, der lediglich folgende Unstimmigkeiten behebt:

Allgemein

Die Fernwartungssoftware diosTeamViewer wurde mit der Version 15 aktualisiert.

Produkte

Behoben:

"" ist kein gültiger Integerwert beim Scannen von HIBC Codes mit HIBC-Index =9

Produkte mit aktivierter Lagerbuchung und Lagerwert werden nicht verbucht

Datensicherung

Behoben: Temporäre tdbl und .tdbv Datenbank-Dateien werden jetzt std.-mäßig ausgelassen, um eine eventuelle korrekte Rücksicherung gewährleisten zu können.

Software Schnittstellen

Die Evident Schnittstelle wurde überarbeitet und stabiler gestaltet: die Interne Initialisierung zu Evident wird jetzt nicht bei jedem Patientenaufruf ausgeführt, sondern nur beim allerersten Patienten nach Öffnen der Verbrauchserfassung.

Geräte Schnittstellen

Behoben in der Schnittstelle zu Hawo HD-680: der Temperaturwert wird jetzt angezeigt.