

Update 4.02

Paket # 393

Allgemein

Die Hintergrundfarben (rot und grün) für verschiedene Listenansichten wurden vereinheitlicht. Diese finden sich zunächst in den Hygienebüchern bei freigegebenen Vorgängen als auch in der Aufgabenverwaltung bei (un-)erledigten Aufgaben.




Abbildung 1: Einheitliche Hintergrundfarben

Labor

Das »Labor-Modul wurde erweitert..

Die Konformitätserklärung - ein wichtiges MDR Dokument - wird nun auf Wunsch revisionssicher als PDF Dokument erzeugt. Hierfür ist eine passwortgeschützte Benutzerfreigabe erforderlich. Ein Labor-Auftrag ist dann auch nicht mehr veränderbar.




Abbildung 2: PDF Export und Freigabe

Schnittstellen

Update der diosHygDevLib.dll 3.1.3.0:

Matachana Geräte werden nun unterstützt.

Verbesserung der Protokolldarstellung bei Satelec Quaz Geräten

Aufgaben

Neu im Aufgaben-Dialog : Für Benutzer mit Admin-Recht ist jetzt möglich, Aufgaben auch im Karteireiter "Alle" aufzurufen.

Sieb-Verwaltung

behooben beim Einbuchen von Sieb-Schildern: nach dem Scannen und der Barcodezuordnung per Neu-Button im Zuweisungsdialog kam eine dtsbasketList Fehlermeldung.

Instrumenten-Verwaltung

behooben: per HIBC-Barcode eingebuchte Instrumente wurden nach einem erneuten Barcodescan nicht automatisch aufgerufen.

Sterilisation

behooben: der Name des Benutzers wurde bei einer Nicht-Freigabe nicht in die Negativliste eingetragen.

Gerätereport

Neu: die Druck-Funktion wurde um eine einfache Geräteliste erweitert.