

# Update 4.05c

Version 4.05c #00409

- diosHygDevLib.dll 3.1.3.13

## Schnittstellen

Schnittstelle zum Dürr Hygoclave 50 hinzugefügt

Unterstützung für Melag Vakuumentest Protokoll Dateien (VCT) ergänzt

## Produkte

Hersteller- und Lieferanten-Neuaufnahme im Suchen-Dialog ermöglicht.




Abbildung 1: Verbesserung im Such-Dialog

behalten: Manuelle Textsuche im Coderegister Dialog per Tastatur erzeugte eine Fehlermeldung.

## Labor

Ergänzung: Mitarbeiter ohne Laborrecht können auch keine Kunden oder Arbeitsarten ändern.

## Sterilisation

Verbessert: Mehrfachauswahl auch für Siebe und Container ermöglicht




Abbildung 2: Mehrfachauswahl

## Verbrauchserfassung

Behoben: störenden Hinweis bei Scannen eines separaten Chargenbarcodes beseitigt.