

Update 5.00

Version 5.00

Paket #00414; Interne Änderungen. Neue Programmoptik.

Wichtiger Hinweis für alle diosDM und DOCqm Benutzer: Nach einspielen des 5.00 Updates ist auch die neue diosDM / DOCqm Version 3.00 erforderlich!

Optionen

Unsere Software erscheint in neuem Design:

Mit diesem Update erhalten Sie standardmäßig die Software in einem neuen Design. Freuen Sie sich auf eine moderne Gestaltung der Symbole. Eine Umstellung auf die bisherigen klassischen Symbole ist weiterhin möglich unter *System->Optionen->Allgemein->Stil:klassisch*




Abbildung 1: Optionen, neue Symbole

Außerdem behoben: Beim Auswahldialog der Kostenstellen in den Optionen unter Hygiene kam es zu einer Fehlermeldung "Exception Key Violation".

Verbrauchsreport

Behoben: Im Auswahldialog der Laboraufträge wurde die Spalte *Arbeitsart* mit diversen Sonderzeichen dargestellt.

Instrumente

behoben: Nach Anlegen eines Inventarstückes per Pfeil-nach-unten Taste wurde dieses nicht gespeichert.

Risiko- & Fehler

Behoben: die Zuordnung der Kategorien wurde nicht korrekt dargestellt.