

Update 5.02c

5.02c #00426

Wartungsupdate zur diosZX Schnittstelle ab diosZX 5.06

diosHygDevLib DII 3.3.1.6 mit neuer Miele Schnittstelle

diosHygDevLib DII 3.3.1.6 mit Melag CareClave Verbesserung

intern: Beseitigung sämtlicher BDE Schnittstellen

Produkte

Der Etikettendruck wurde um das optionale Lieferdatum erweitert. Dieses muss vorab in den Optionen aktiviert werden.




Abbildung 1: Etikettendruck - Lieferdatum

Aufgaben

behooben: Überflüssige Filter-Buttons wurden aus der Menüleiste entfernt.

Desinfektion

neu: Unterstützung der neuen Miele Geräte PWD 8682 , PWD 8692

Siegelung

beholden: Wiederholtes Betrachten bereits gespeicherter Euronda-Sys Protokolle war nicht möglich.